

Stabapplikator mit zielgerichteter Wirkung

Der Stabapplikator ist für alle Anwendungsfälle geeignet, bei denen auf kleinster Fläche maximale Wirkung erzielt werden soll. Beispiele dafür sind einzelne Zähne oder Fingergelenke. Da diese Einsatzgebiete seltener vorkommen, ist der Stabapplikator nicht in der Grundausstattung jedes R-Systems enthalten.

Das Problem herkömmlicher Stabapplikatoren in der Magnetfeldtherapie war früher die Tatsache, dass am hinteren Ende ein Magnetfeld mit ähnlicher Feld-

stärke wie am vorderen Ende entstand, so dass der Anwender der Vorrichtung dem gleichen Magnetfeld ausgesetzt war, wie der zu behandelnde Patient.

Dieses Problem wurde beim vita-life® Stabapplikator dadurch gelöst, dass der Kern einen sich hinter der Spule erstreckenden, radialen Abschnitt und einen sich daran anschließenden, die Spule umgebenden äußeren Kernabschnitt aufweist.